

Inhalator PARI BOY PRO



Opis produktu

Inhalator Pari Boy Pro - szybki inhalator dla efektywnej nebulizacji

Charakterystyka:

- inhalator dla dzieci powyżej 4 roku życia i dorosłych
- wydajny i wyjątkowo szybki inhalator zapewniający krótki czas inhalacji (krótszy niż 5 min. dla 2,5ml roztworu)
- wymienne wkłady zapewniają możliwość generowania aerozolu o różnej wielkości cząstek
- dodatkowy czerwony wkład dyszy wytwarzający cząsteczki docierające do obwodowych obszarów płuc lub do zastosowania w przypadku bardzo ciężkiej obturacji
- Przerывacz PARI LC umożliwiający chwilowe wstrzymanie nebulizacji
- narzędzie PIF Control - narzędzie treningowe pomagające w wykonaniu prawidłowego wdechu

Zastosowanie:

- schorzenia dolnych dróg oddechowych
 - przewlekłą obturacyjną chorobą płuc
 - astma, astma alergiczna
 - zapalenie oskrzeli
 - CODP
 - mukowiscydoza

Wyposażenie standardowe:

- Komora nebulizacyjna Pari LC Sprint z kontrolerem PIF
- Niebieski wkład dla większych cząstek do centralnych obszarów płuc
- Czerwony wkład dla mniejszych cząstek do obwodowych obszarów płuc
- Przerывacz LC do inhalacji przerywanej
- Ustnik z zaworem
- Wężyk przyłączeniowy

Parametry techniczne:

	wkład niebieski	wkład czerwony
MMD	3,5 µm	2,9 µm
	67%	89%
wydajność	600 mg/min	450 mg/min
waga	1,7kg	