

Inhalator PARI COMPACT 2



Opis produktu

Inhalator Pari Compact 2

Charakterystyka:

- inhalator dla dzieci powyżej 4 roku życia i dorosłych
- prosty i niezawodny inhalator w dobrej cenie
- terapia dolnych dróg oddechowych
- skuteczność inhalacji potwierdzona badaniami naukowymi

Zastosowanie:

- schorzenia dolnych dróg oddechowych
 - przewlekłą obturacyjną chorobą płuc
 - astma
 - zapalenie oskrzeli
- w połączeniu z nebulizatorem Pali LS Sprint Xlent inhalator może służyć do terapii górnych dróg oddechowych (krup, zapalenie gardła, zapalenie krtani)

Wyposażenie standardowe:

- komora nebulizacyjna Pari LC Plus
- ustnik z zaworem
- maska miękka dla dzieci
- wężyk przyłączeniowy

Parametry techniczne:

MMD	3,6 µm
	67%
wydajność	440 mg/min
waga	1,55 kg