

Inhalator PARI SINUS 2



Opis produktu

Nebulizator do leczenia stanów zapalnych zatok Pari Sinus2

Charakterystyka:

- inhalator dla dzieci powyżej 6 roku życia i dorosłych
- nowoczesna technologia dostarczania aerozolu pulsacyjnie pozwala by lekarstwo dotarło głęboko do zatok przynosowych, co jest trudne do osiągnięcia przy tradycyjnej terapii
- Inhalator szybko i skutecznie rozrzedza wydzielinę i likwiduje zatory w zatokach, dając wyraźną ulgę i poprawę jakości życia
- Prz zastosowaniu odpowiednich komór nebulizacyjnych (Pari LC Plus, Pari LC Star) inhalator może być również stosowany do terapii dolnych dróg oddechowych

Zastosowanie:

- ostre i przewlekłe zapalenie zatok (alergiczne, wirusowe i bakteryjne), zatok przynosowych i zespołu zatokowo - oskrzelowego

Wyposażenie standardowe:

- komora nebulizacyjna Pari LC Sprint Sinus
- wężyk przyłączeniowy
- zatyczka do nosa

Parametry techniczne:

MMD	3,0 μ m
	66,6%
wydajność	220 mg/min
waga	1,7kg