

Inhalator ultradźwiękowy Nebutur 310



Opis produktu

Inhalator ultradźwiękowy dostosowany jest do inhalacji wodą, solankami i lekami.

Cechy charakterystyczne:

- bezszmerowa praca
- unikalne wyposażenie do inhalacji małymi ilościami leków
- czterostopniowy przełącznik gęstości nebulizacji
- nieskomplikowana dezynfekcja akcesoriów: na zimno w płynie lub w autoklawie
- zabezpieczenie przed pracą na sucho

Wyposażenie standardowe:

- wąż do inhalacji Comfort 60 cm
- maska dla dorosłych
- pojemnik na lek

Wyposażenie opcjonalne:

- maska dla dzieci
- ustnik

Dane techniczne:

typ przetwornika
częstotliwość ultradźwiękowa
tryb pracy
przepływ powietrza
maks. wydajność roztworu
rozmiar cząstki
zabezpieczenie przed pracą na sucho
wymiary (szer. x dł. x wys.)
waga

ultradźwiękowy nie wymagający regulacji
1,7 MHz
ciągła
ok. 30 l/min
8 ml/min
0,5-6,0 μ m
obwód przerywający
300x250x170 mm
ok. 1,85 kg