



Inhalator ultradźwiękowy Profi Sonic

Opis produktu

Inhalator ultradźwiękowy Profi Sonic - charakterystyka

- bezgłośnie praca dla maksymalnego komfortu podczas inhalacji (poziom głośności do 35dB)
- regulowany czas inhalacji w zakresie 0-99min,
- przepływ powietrza regulowany 0-20l/min
- cząsteczki aerozolu o wielkości 0,5-5µm sprawiają, że inhalator nadaje się dla każdego pacjenta i różnych terapii
- szybkość wytwarzania aerozolu: 0-3 ml / min (regulowana)
- częstotliwość ultradźwięków: 1,7 MHz
- pojemność kubka na lek: 5-150ml
- po inhalacji pozostaje niewielka ilość leku
- inhalator wyposażony w wyświetlacz LCD
- bardzo prosta obsługa
- sygnały dźwiękowe: krótki dźwięk przy wybieraniu poleceń na wyświetlaczu oraz długi dźwięk informujący o zakończeniu wdechu
- inhalator odpowiedni dla dorosłych, dzieci i niemowląt



Wyposażenie standardowe:

- maska dla dorosłych
- ustnik
- filtr
- pojemnik na lekarstwo
- wąż silikonowy do sterylizacji w autoklawie 90cm
- zasilacz sieciowy
- maska dla dzieci

Wyposażenie opcjonalne:

- stojak jezdny



Eres Medical Sp. z o.o.
Pląszowice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
E-mail: info@eresmedical.com.pl
Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY

- butelka do stałego dostarczania leku

Inhalator ultradźwiękowy Profi Sonic - dane techniczne:

prędkość inhalowania	0-3 ml/min
częstotliwość ultradźwiękowa	1,7 MHz
rozmiar cząstki	0,5-5,0 μ m
przepływ powietrza max.	20 l/min
pojemność pojemnika na lekarstwo	150 ml
pojemność pojemnika na wodę	300 ml
poziom głośność	
wymiary (szer. x dł. x wys.)	260 x 250 x 200 mm
waga	ok. 2 kg