



Kabina do ćwiczeń i zawieszek UGUL

Opis produktu

Usprawnianie w kabinie może się odbywać wyłącznie z użyciem stołu rehabilitacyjnego i osprzętu, tj. (linek, podwieszek, obciążników i innych akcesoriów).

W celu poszerzenia możliwości terapeutycznych, do kabiny można dodać przewieszkę z podporą, lub zwielokrotnić ilość kabin w gabinecie.

Kabiny wykonywane są wersjach:

- Podstawowa – WSC-4;
- Podwójna – WSC-4/2;
- Z drabinką – WSC-4/D;
- Z przewieszką – WSC-4/C;
- Z drabinką – przewieszką WSC-4/C/D.

Istnieje możliwość zastąpienia w kabinach WSC-4/C i WSC-4/C/D przewieszki elementem sufitu – daje to możliwość tańszego utworzenia stanowiska do rehabilitacji kończyn.

Dzięki unifikacji elementów, kabinę można montować w różnych kombinacjach powyższych wersji. W kabinach wykonywane są ćwiczenia na stołach z wykorzystaniem osprzętu, a także trakcję za podudzia – przyrządem UP-01.