



Kardiomonitor Compact 5

Opis produktu

- Wyświetlacz: LCD 7" kolor
- Wskaźniki: 3 przebiegi (EKG, SpO2, RESP), 3 poziomy alarm wizualny i dźwiękowy, Dźwięk HR, Status baterii, Diody zasilania
- Akumulator: Czas operacji: 1 godzina (w pełni naładowany), Wskaźnik stanu baterii
- Drukarka (opcja): Prędkość: 25, 50 mm/s, Szerokość papieru: 58 mm

Trendy graficzne i tabelaryczne

Trendy tabelaryczne

- Pamięć zapisu: 24 godziny
- Przerwa danych: 1 minuta
- Przerwa wyświetlania: 1min, 5, 15, 30, 1 godz.
- Format: jedna tabela dla wszystkich zmiennych

Trendy graficzne

- Okres wyświetlania: 30min, 60, 90, 3godz., 6, 12

SpO2

- Zakres: 0% - 100%
- Zakres pulsu: 0 - 254 bmp
- Dokładność: 70%-100%: ± 2 cyfry, 0%-69%: nieokreślona
- Dokładność pulsu: ± 3 bmp

NIBP

- Metoda pomiarowa: oscylometryczna
- Tryb pomiaru: Ręczny, Automatyczny (przerwa: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30min, 1, 2, 4, 8 godz.)
- Ciśnienie wyświetlane: 10 - 300 mmHg
- Zakres pomiaru:
 - Dorośli: Skurczowe: 50-260 mmHg, Średnie: 30-220 mmHg, Rozkurczowe: 20-200 mmHg
 - Dzieci: Skurczowe: 50-230 mmHg, Średnie: 30-190 mmHg, Rozkurczowe: 20-170 mmHg
 - Niemowlęta: Skurczowe: 50-120 mmHg, Średnie: 30-100 mmHg, Rozkurczowe: 20-90 mmHg

EKG

- Odprowadzenie: 3 / 5(opcja)
- Zakres HR: 30-300 bmp
- Dokładność HR: ± 3 bmp
- ST: tak
- PVC: tak
- Czuość: 0.5, 1, 2, 4 mV/cm
- Tryb detekcji rozrusznika: wyświetlony wskaźnik na przebiegu, wybiera użytkownik
- Impedancja wejściowa: $> 5M\Omega$



Eres Medical Sp. z o.o.
Pląszowice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
E-mail: info@eresmedical.com.pl
Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY

- CMRR: >90dB dla 50 lub 60 Hz
- Analiza arytmii: VTAC / VFIB / ASYSTOLIC
- Wykrycie odłączonych elektrod: TAK
- Analiza ST i VPC: tak

RESP

- Zakres: 5-120 bpm
- Dokładność: ± 3 bpm

TEMP

- Zakres: 15°C-45°C
- Dokładność: $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$

AKCESORIA

- Standardowe: 3-odprowadzeniowy kabel EKG, Elektrody 10, Przewód do NIBP – 3m, Mankiet ciśnienia dla dorosłych – 25-35 cm, Czujnik SpO2
- Opcje: Czujnik temperatury, 5- odprowadzeniowy kabel EKG, Mankiet dla niemowląt, Mankiet dla dzieci