

Katedra biczów szkodliwych NIAGARA



Opis produktu

Katedra natryskowa **Niagara** (katedra biczów szkodliwych) wyposażona w **dwie ruchome ergonomiczne dysze**.

- **dysze (pistolety) posiadają możliwość ustawiania różnej temperatury wody** dla każdej z nich, co umożliwia natychmiastową zmianę temperatury strumienia wody (ciepła-zimna, zimna-ciepła) lub równoczesne stosowanie obu strumieni wody
- temperatura wody jest automatycznie regulowana do żądanej wysokości bateriami termostatycznymi
- obydwie dysze są umieszczone na pulpicie sterowniczym katedry natryskowej, przy czym bezpośrednie otwieranie i zamykanie przepływu wody wykonywane jest przez osobę obsługującą spustem ręcznym
- strumień wody wychodzący z dyszy można aplikować albo jako **masaż punktowy** (silny masaż uciskowy), albo jako **masaż rozproszony** (delikatny masaż)
- wszystkie elementy niezbędne do odczytu i kontroli przeprowadzanej terapii umieszczone w polu widzenia osoby obsługującej
- czytelny panel sterowania katedry natryskowej umożliwia odczyt temperatury wody kierowanej do dysz

Niagara Plus to wersja katedry natryskowej umożliwiająca podłączenie **natrysku płaszczonego** z dwoma obwodami kontrolowanego z katedry oraz **natrysku nasiadowego**.

Luksusowy design

Katedry natryskowe marki Chirana Progress cechuje elegancki i nowoczesny wygląd. Idealnie wpisują się w każde wnętrze, nadając im luksusowego charakteru. Możliwość wyboru koloru wanny z dużej palety barw pozwala na idealne dopasowanie urządzenia do estetyki otoczenia lub swoich upodobań, oraz na nadanie tym pomieszczeniom odpowiedniego charakteru.

Wytrzymały materiał

Skorupa katedry natryskowej wykonana jest z materiału kompozytowego III generacji wzmocnionego włóknem szklanym, pokryte warstwą żelową. Jest to bardzo wytrzymały i odporny na działanie różnych czynników materiał. Dzięki temu w wannach możliwe jest wykonywanie zabiegów balneoterapii z zastosowaniem wód kwasowęglowych, termalnych, solanek i innych.

Łatwe sterowanie wanną

Obsługa urządzenia jest intuicyjna i bezproblemowa. Wszystkie przyciski i uchwyty umiejscowione są tak, by maksymalnie ułatwić osobom prowadzącym zabieg pracę.

Wyjątkowo trwałe dysze (pistolety)

Dysze w katedrach natryskowych Chirana Progress o unikalnej, opatentowanej, prawnie chronionej konstrukcji są praktycznie niezniszczalne. Posiadają własny system osuszania.

Łatwa konserwacja



Eres Medical Sp. z o.o.
Płuszwice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
E-mail: info@eresmedical.com.pl
Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY

Bezproblemowe serwisowanie

Sieć punktów serwisowych w całym kraju.

Katedra biczu szkockich Niagara w SPA Nałęczów:

Dane techniczne:

- **katedra natryskowa Niagara**

Ciśnienie robocze	0,3-0,5 MPa
Waga	40-46 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	500 x 1000 x 1100 mm

- **natrysk płaszczyzny Niagara Plus**

Waga	18 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	750 x 925 x 2200 mm

- **natrysk niasadowy Niagara Plus**

Waga	8,5 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	450 x 460 x 420 mm

Kolory standardowe:

niebieski



zielony



Za dopłatą wybór koloru wanny z szerokiej palety barw.

Przeczytaj:

Jak wybrać wannę do hydroterapii?

Jeśli dysponujemy odpowiednią przestrzenią w swoim ośrodku rehabilitacji i wystarczającymi nakładami finansowymi, warto pomyśleć o wyposażeniu go w wanny do hydroterapii. Rodzajów sprzętu do hydroterapii na rynku jest obecnie naprawdę dużo i oferują one wiele możliwości terapii: medyczne wanny do hydromasażu, wirówki kończyn górnych, wirówki kończyn dolnych, wanny motylkowe do ćwiczeń z pacjentem, katedry natryskowe... [czytaj więcej >>](#)