



Kolumna anestezyjologiczna ISA 9003 ANS

Opis produktu

Kolumny anestezyjologiczne ISA 9003 ANS zapewniają:

- mocowanie do stropu
- podłączenie aparatury medycznej o napięciu znamionowym 230V
- podłączenie przewodu ekwipotencjalizacji
- pobór gazów medycznych: tlen, sprężone powietrze, próżnia, podtlenek azotu
- odciąg gazów poanestetycznych
- zamocowanie wyposażenia dodatkowego

Ciężar kolumny:

- z głowicą poziomą: **40-50 kg**
- z głowicą pionową: **50-70 kg**

Wysokość zależy od wyposażenia.

Wyposażenie dodatkowe: gniazdo teleinformatyczne, manometry, półki pod aparaturę medyczną, szuflady, szyny instrumentalne, osprzęt szynowy.