



Kolumna chirurgiczna ISA 9003 CHIR

Opis produktu

Kolumny chirurgiczne ISA 9003 CHIR są wyposażone w :

- zawieszenie stropowe
- głowicę zasilającą
- szyny mocujące

co zapewnia:

- podłączenie aparatury medycznej o napięciu znamionowym 230V
- podłączenie przedowu ekwipotencjalizacji
- pobór gazów medycznych: tlen, sprężone powietrze, próżnia, podtlenek azotu
- odciąg gazów poanestetycznych
- zamocowanie wyposażenia dodatkowego
- napęd narzędzi chirurgicznych przez Air-Motor

Ciężar kolumny:

- z głowicą poziomą: 40-50 kg
- z głowicą pionową: 50-70 kg

Wysokość zależy od wyposażenia.

Wyposażenie dodatkowe: gniazdo teleinformatyczne, manometry, półki pod aparaturę medyczną, szuflady, szyny instrumentalne, osprzęt szynowy.