



Kolumna zasilająca ISA 9003 IOM

Opis produktu

Kolumny zasilające ISA 9003 IOM zapewniają:

- mocowanie do stropu
- podłączenie aparatury medycznej o napięciu znamionowym 230V
- podłączenie przewodu ekwipotencjalizacji
- pobór gazów medycznych: tlen, sprężone powietrze, próżnia, podtlenek azotu
- zamocowanie wyposażenia dodatkowego

Ciężar kolumny: 60-80 kg

Wysokość zależy od wyposażenia.

Wyposażenie dodatkowe: gniazdo teleinformatyczne, manometry, półki pod aparaturę medyczną, szuflady, szyny instrumentalne, osprzęt szynowy.