



Koncentrator tlenu DeVilbliss 525 Black

Opis produktu

Cechy produktu:

- Ulepszona konstrukcja redukująca poziom hałasu.
- Etykieta przednia z czytelnym piktogramem.
- Nowy czarny kolor obudowy.
- Dwuczęściowa konstrukcja obudowy.
- 3 lata gwarancji w standardzie (opcjonalnie możliwość rozszerzenia gwarancji o kolejne 2 lata).
- OSD® czujnik do ciągłego monitorowania poziomu tlenu
- Wizualne i dźwiękowe alarmy niskiego poziomu tlenu, awarii zasilania , spadku ciśnienia.
- Inteligentny system zarządzania energią
- Wymiary (wys x szer x gł) : 62,2 cm x 34,02 cm x 30,4 cm
- Waga: 16,3 kg
- Poziom dźwięku: 40 DbA (50Hz)
- Przepływ : 0,5 - 5 l / min
- Stężenie tlenu : 93 % $\pm$ 3 % (0,5 - 5l / min)
- Wymagania elektryczne : 230 V / 50 Hz
- Pobór mocy : ok 290 Watt na poziomie 2 l / min i ok. 312 Watt na 5 l / min