



Koncentrator tlenu EverFlo IKK

Opis produktu

Ergonomiczny, lekki i poręczny.

Koncentrator EverFlo IKK jest najlżejszym dostępnym na rynku stacjonarnym koncentrატorem tlenu. Ma kompaktowy kształt oraz posiada specjalny uchwyt ułatwiający transport urządzenia. Koncentrator tlenu EverFlo może być przewożony w bagażniku samochodu osobowego. Poza tym urządzenie cechuje nowoczesny wygląd i przyjemna dla oka kolorystyka.

Cichy.

Koncentrator tlenu EverFlo zapewnia komfortową tlenoterapię. Urządzenie już po 30 minutach od włączenia podaje pacjentowi 98% tlenu. Jest bardzo cichy, poziom głośności nie przekracza 40 dB.

Ekonomiczny.

EverFlo jest najoszczędniejszym koncentrატorem tlenu o poborze mocy

Ogranicza koszty serwisowania i konserwacji.

Koncentrator tlenu EverFlo ogranicza koszty serwisowania. Wyposażony jest w dwa filtry - filtr wewnętrzny bakteryjny (który w środowisku w szpitalnym zaleca się by był wymieniany raz na dwa lata) oraz filtr zewnętrzny (odpowiada za filtrację kurzu i większych zanieczyszczeń), należy serwisować go raz na dwa lata, również w środowisku domowym.

DANE TECHNICZNE

Wymiary	58,4 x 38,1 x 24 cm
Waga urządzenia	15 kg
Zasilanie	Sieciowe
Napięcie zasilania	230 VAC +/- 10%
Pobór mocy	
Koncentracja tlenu	90 - 96%
Głośność	
OPI (Wskaźnik procent tlenu)	Niski tlen: 82%, Bardzo niski tlen:
Ciśnienie wyjściowe	5 - 7 psi (0,34 - 0,48 Bar)
Trwałość użycia	25 tys godzin
Przepływ	0.5-5 l/min