

Kozetka lekarska SR-P



Opis produktu

Kozetka lekarska SR-P jest wersją podwyższoną modelu kozetki SR-S. W ofercie znajdują się także wersja SR-S z kołami jezdnyymi.

Dzięki swojej uniwersalnej budowie każda kozetka może pełnić rolę leżanki.

Solidna konstrukcja kozetki pozwala użytkownikowi na pewną eksploatację, materiały dobrej jakości zastosowane do produkcji leżanki zapewniają wysoką trwałość wyrobu, ładny wygląd i łatwe utrzymanie czystości.

Dodatkowo wyposażyliśmy kozetkę w wieszak na prześcieradło jednorazowe.

Kozetka to standardowe wyposażenie gabinetów lekarskich, dodatkowo dla wygody pacjenta wyposażyliśmy nasze meble medyczne w możliwość poziomowania wezglowia.

Konstrukcja metalowa malowana na biało.

Wyrób posiada znak CE.

KONSTRUKCJA KOZETKI

1. Rama stołu
2. Leże
3. Wezglowie
4. Regulacja kąta pochylecia wezglowia
5. Uchwyt na rolkę prześcieradła

PARAMETRY TECHNICZNE

Całkowita szerokość:	550 mm
Całkowita długość:	1880 mm
Całkowita wysokość:	810 mm
Kąt nachylecia wezglowia:	+/- 40°
Masa stołu:	28,6 kg
Dopuszczalne obciążenia:	180 kg