

Kozetka lekarska SR-S



Opis produktu

Kozetka lekarska SR-S stanowi bazę na podstawie której zostały zbudowane jej wersje: podwyższona SR-P oraz z kołami jezdnyymi.

Dzięki swojej uniwersalnej budowie każda kozetka może pełnić rolę leżanki.

Solidna konstrukcja kozetki pozwala użytkownikowi na pewną eksploatację, materiały dobrej jakości zastosowane do produkcji leżanki zapewniają wysoką trwałość wyrobu, ładny wygląd i łatwe utrzymanie czystości.

Dodatkowo, kozetka jest wyposażona na stałe w uchwyt na prześcieradło jednorazowe.

Kozetka to standardowe wyposażenie gabinetu lekarskiego, dodatkowo dla wygody pacjenta posiada możliwość poziomowania wezglowia.

Stoły posiadają konstrukcję metalową malowaną na biało.

Wyrób posiada znak CE.

KONSTRUKCJA KOZETKI

1. Rama stołu
2. Leże
3. Wezglowie
4. Regulacja kąta pochylenia wezglowia
5. Uchwyt na rolkę prześcieradła

PARAMETRY TECHNICZNE

Całkowita szerokość:	550 mm
Całkowita długość:	1880 mm
Całkowita wysokość:	510 mm
Kąt nachylenia wezglowia:	+/- 40°
Masa stołu:	27 kg
Dopuszczalne obciążenia:	180 kg