

# Kozetka lekarska SR-S z kołami



## Opis produktu

**Kozetka lekarska SR-S z kołami jezdnymi** z możliwością blokowania. Jest to wersja modelu SR-S, wyposażona dodatkowo w koła jezdne dla ułatwienia przemieszczania mebla.

Dzięki swojej uniwersalnej budowie każda kozetka może pełnić rolę leżanki.

Solidna konstrukcja kozetki pozwala użytkownikowi na pewną eksploatację, materiały dobrej jakości zastosowane do produkcji leżanki zapewniają wysoką trwałość wyrobu, ładny wygląd i łatwe utrzymanie czystości.

Dodatkowo, kozetkę wyposażyliśmy na stałe w uchwyt na prześcieradło jednorazowe.

Stoły te wykonane są z kształtowników stalowych, pokrytych farbą proszkową. Leże i wezłowie jest wykonane z płyty wiórowej obitej pianką poliuretanową i obszyte materiałem skóropodobnym zmywalnym. Wyposażone są w regulację kąta pochylenia wezłowia.

Stoły posiadają konstrukcję metalową malowaną na biało.

Wyrób przeznaczony jest do stosowania w jednostkach służby zdrowia, szpitalach, sanatoriach.

Wyrób posiada znak CE.

## KONSTRUKCJA KOZETKI

1. Rama stołu
2. Leże
3. Wezłowie
4. Regulacja kąta pochylenia wezłowia
5. Uchwyt na rolkę prześcieradła

## PARAMETRY TECHNICZNE

Całkowita szerokość:	550 mm
Całkowita długość:	1880 mm
Całkowita wysokość:	510 mm
Kąt nachylenia wezłowia:	+/- 40°
Dopuszczalne obciążenia:	180 kg