



Lampa bakteriobójcza bezpośredniego działania NBV 15 SL

Opis produktu

OPIS PRODUKTU:

- licznik: L-licznik cyfrowy z mikroprocesorem, bez wyświetlacza. Posiada funkcję sygnalizacji dźwiękowej momentu wymiany promiennika. Ten model jest montowany w lampach bezpośredniego działania.
- sposób montażu lampy: S - sufitowa
- głównym zadaniem tej lampy jest podniesienie oraz utrzymanie poziomu czystości mikrobiologicznej w pomieszczeniu
- ta lampa bezpośredniego działania emituje promieniowanie UV-C o długości fali 253,7 nm
- bezpowrotnie dezaktywują bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby oraz wszelkie inne mikroorganizmy
- lampa bakteriobójcza gruntownie dezynfekuje powietrze i powierzchnię
- odbłyśnik lampy wykonano z aluminium odblaskowego wysokiej jakości
- ten rodzaj lampy doskonale spełnia swoją funkcję na blokach operacyjnych, salach zabiegowych, w szpitalach ale również w laboratoriach i przemyśle spożywczym, farmaceutycznym oraz kosmetycznym
- skuteczność działania lamp bakteriobójczych potwierdzona jest badaniami oraz wszelkimi wymaganymi certyfikatami

Instrukcja obsługi tej lampy bakteriobójczej zawiera wszelkie konieczne informacje na temat obsługi oraz metod użytkowania tego urządzenia.

Moc lampy bakteriobójczej i rodzaj promieniowania, jakie powinna ona emitować dobiera się, biorąc pod uwagę rodzaj pomieszczenia, jego wymiary (szczególnie wysokość) oraz panujące w nim warunki (na przykład: temperaturę, wilgotność, stopień zapylenia powietrza). Istotny jest również współczynnik odbicia powierzchni, którym określa się ilość promieniowania odbitą od ścian.

Można jednak założyć, że uzyskamy wystarczający stopień czystości mikrobiologicznej, stosując:

- lampę 15W na pow. do 8 m²
- lampę 2x15W na pow. do 12 m²
- lampę 30W na pow. do 15 m²
- lampę 2x30W na pow. do 22 m²

Te dane dotyczą pomieszczeń, których wysokość wynosi od 2,5 do 3m.

W zależności od tego, jakie jest przeznaczenie pomieszczenia (gabinet lekarski lub zabiegowy, sala chorych, sala operacyjna) lampy pozostawiamy włączone na 2 do 8 godz. Aby uzyskać wyraźny efekt dezynfekcji powietrza w pomieszczeniu (np. między dwoma zabiegami), należy uruchomić lampy na około 20 minut.

DANE TECHNICZNE:

- napięcie zasilania: 230 V 50 Hz
- pobór mocy: 18 W
- element emitujący promieniowanie UV-C: 1x15W
- natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m : 0,9 W / m²
- trwałość promiennika : 8000 h
- dezynfekowana powierzchnia: 6-8 m²
- obrót lampy (możliwość ustawienia kąta naświetlenia): 230 °



Eres Medical Sp. z o.o.
Plouszowice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
E-mail: info@eresmedical.com.pl
Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY

- klasa zabezpieczenia ppor.: I
 - typ obudowy : IP 20
 - rodzaj pracy: ciągła
 - wymiary kopuły: 500 x 85 x 135 mm
 - masa kopuły: 2 kg
 - długość wysięgnika: 500 mm
 - typ licznika: bez wyświetlacza
-