



Lampa bakteriobójcza przepływowa dwufunkcyjna NBVE 110/55 P

Opis produktu

OPIS PRODUKTU:

- sposób montażu: P - przejezdna na statywie
- zastosowanie: sale operacyjne, szpitale, laboratoria, przychodnie, izby przyjęć, przedszkola, żłobki, hotele, hale produkcyjne, poczekalnie, korytarze oraz inne miejsca, w których każdego dnia przebywa wiele osób
- lampa pozwala na znaczne ograniczenie zużycia energii elektrycznej (właściwości energooszczędne)
- obudowa z blachy kwasoodpornej zwiększa właściwości dezynfekcyjne urządzenia, pomaga również na utrzymanie go w czystości
- gwarancja stałego i wysokiego poziomu dezynfekcji powietrza
- badania przeprowadzone w profesjonalnym laboratorium mikrobiologicznym potwierdzają skuteczność urządzenia
- najwyższą jakość potwierdzają również certyfikaty
- zewnętrzny promiennik bezpośredniego działania umożliwia dezynfekcję całego pomieszczenia podczas nieobecności użytkowników sali/gabinetu
- promienniki wewnętrzne, umożliwiają uruchamianie urządzenia podczas gdy personel i pacjenci znajdują się w jego wnętrzu
- wymuszony przepływ powietrza przez komorę UV-C

Wewnętrzne promienniki bakteriobójcze znajdują się w komorze dezynfekcyjnej, przez którą przepływ umożliwia specjalistyczny wentylator. Dzięki temu, z lampy bakteriobójczej przepływowej dwufunkcyjnej można korzystać w obecności personelu, ponieważ promieniowanie (o długości fali 253 nm) nie wydostaje się poza obręb urządzenia. Promienniki zewnętrzne natomiast umożliwiają dezaktywację bakterii, wirusów, grzybów, pleśni oraz innych drobnoustrojów podczas nieobecności użytkowników.

Urządzając gabinet lub inne pomieszczenie, w którym każdego dnia będzie przebywało wiele osób, należy zadbać o czystość mikrobiologiczną. Odpowiedni poziom sterylności zapewniają bakteriobójcze przepływowe lampy dwufunkcyjne produkcji naszej firmy. Znajdują one swoje zastosowanie między innymi w:

- przedszkolach i żłobkach;
- szpitalach;
- przychodniach;
- przemyśle farmaceutycznym;
- gastronomii;
- hotelarstwie;
- żłobkach
- przedszkolach
- branży spożywczej i kosmetycznej

DANE TECHNICZNE:

- napięcie zasilania: 230 V 50 Hz
- pobór mocy: 145 W
- wewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C: 2x55W
- zewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C: 1x55W
- natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m: 150 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$
- trwałość promiennika: 8000 h
- wydajność wentylatora: 199 m^3/h
- dezynfekowana kubatura: 45-90 m^3
- zasięg działania lampy: 18-36 m^2
- klasa zabezpieczenia ppor.: I



Eres Medical Sp. z o.o.
Pląszowice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
E-mail: info@eresmedical.com.pl
Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY

- typ obudowy: IP 20
- wymiary kopuły: 1125 x 285 x 130 mm
- wymiary: 600 x 1270 x 600 mm
- masa: 14 kg