

Lampa bakteriobójcza przepływowa dwufunkcyjna NBVE 110/55 SL



Opis produktu

OPIS PRODUKTU:

- sposób montażu: S - sufitowa
- L - indukcyjny licznik standardowo montowany w tym modelu lampy bakteriobójczej. Wyświetlacz wskazuje czas z dokładnością do 1 godziny
- LW - licznik elektroniczny montowany na zamówienie. Wyświetlacz typu czteropolowego ze wskazaniem do godziny. Ten model został również wyposażony w funkcję akustycznego informowania użytkownika o konieczności wymiany promiennika
- najwyższe parametry dezynfekcyjne potwierdzone badaniami w laboratoriach mikrobiologicznych
- urządzenie odznaczono licznymi certyfikatami
- wysokie właściwości energooszczędne
- sposób działania wewnętrznych promienników: powietrze przepływa przez komorę UV-C; dlatego lampę można uruchamiać w obecności personelu i klientów
- sposób działania zewnętrznych promienników: podobnie jak przy stosowaniu lamp bakteriobójczych bezpośredniego działania nikt nie może znajdować się wewnątrz pomieszczenia podczas pracy lampy z uruchomionymi promiennikami zewnętrznymi. Emitują one do otoczenia szkodliwe dla zdrowia promieniowanie
- zastosowanie: w poczekalniach, na izbach przyjęć, na blokach operacyjnych, w laboratoriach, korytarzach, żłobkach i przedszkolach oraz we wszystkich miejscach, gdzie przebywa wiele ludzi, a gdzie wymagana jest sterylność
- blacha kwasoodporna zastosowana w procesie produkcji obudowy zwiększa właściwości dezynfekcyjne lampy

Przepływowe i dwufunkcyjne modele doskonale sprawdzają się w:

- żłobkach, przedszkolach i salach zabaw dla dzieci
- gabinetach lekarskich
- szpitalach
- gastronomii i hotelarstwie
- przychodniach
- branży spożywczej, kosmetycznej i farmaceutycznej
- korytarzach
- poczekalniach
- halach produkcyjnych

Lampa wyposażona jest w dwa rodzaje promienników. Wewnętrzny oddziałuje na powietrze, jakie przepływa przez lampę. Proces cyrkulacji odbywa się dzięki wentylatorowi umieszczonemu w komorze dezynfekcyjnej. Licznik czasu pracy pozwala automatyzować proces uruchamiania i wyłączania lampy. Promienniki zewnętrzne należy uruchamiać wyłącznie, kiedy w pomieszczeniu nie przebywają ani pacjenci ani personel, ponieważ bezpośredni kontakt z promieniowaniem o długości fali 253 nm ma szkodliwy wpływ na zdrowie.

DANE TECHNICZNE:

- napięcie zasilania: 230 V 50 Hz
- pobór mocy: 145 W
- wewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C: 2x55W
- zewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C: 1x55W
- natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m: 150 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$
- trwałość promiennika: 8000 h
- wydajność wentylatora: 199 m^3/h
- dezynfekowana kubatura: 45-90 m^3
- zasięg działania lampy: 18-36 m^2



Eres Medical Sp. z o.o.
Pląszowice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
E-mail: info@eresmedical.com.pl
Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY

- klasa zabezpieczenia ppor.: I
 - typ obudowy: IP 20
 - wymiary kopuły: 1125 x 285 x 130 mm
 - wymiary: 1190 x 400 x 130 mm
 - masa: 9,5 kg
-