

Lampa bakteriobójcza przepływowa NBVE 60 S



Opis produktu

OPIS PRODUKTU:

- sposób montażu: S - sufitowa
- model energooszczędny
- rodzaj: model przepływowej lampy bakteriobójczej, która skutecznie dezynfekuje powietrze i powierzchnię w obecności personelu oraz pacjentów
- bezpieczeństwo użytkowników zwiększa wymuszony przepływ powietrza przez komorę UV-C
- gwarancja stałego, wysokiego stopnia dezynfekcji powietrza potwierdzona badaniami i zaświadczona wszelkimi wymaganymi certyfikatami
- zastosowanie: na blokach operacyjnych, salach chorych, na izbach przyjęć, w laboratoriach, w poczekalniach oraz w innych miejscach, w których przebywa wiele osób - ponadto wszędzie tam, gdzie wymagany jest wysoki stopień czystości mikrobiologicznej
- obudowa: blacha kwasoodporna, która wspomaga właściwości dezynfekcyjne oraz pozwala utrzymać urządzenie w czystości

Dzięki zastosowaniu najwyższych technologii podczas produkcji energooszczędnych lamp bakteriobójczych serii NBVE, promieniowanie UV-C nie wydostaje się na zewnątrz. Tym samym, nie zagraża ludziom znajdującym się w pobliżu urządzenia. Nasi klienci cenią sobie możliwość użytkowania lamp bakteriobójczych przepływowych podczas pracy (na przykład w gabinetach lekarskich i kosmetycznych). Pomimo tego, że stosowanie lamp typu NBVE jest w pełni bezpieczne dla człowieka, bakterie, grzyby, pleśnie oraz drobnoustroje zostają bezpowrotnie dezaktywowane. Umożliwia to promieniowanie UV-C o długości fali 253,7 nm.

W związku z tym, że lampy bakteriobójcze przepływowe serii NBVE są tak bardzo skuteczne, powszechnie stosuje się je w:

- szpitalach
- przychodniach
- laboratoriach
- aptekach
- hotelarstwie i gastronomii
- żłobkach i przedszkolach
- ale również w przemyśle farmaceutycznym, spożywczo-przetwórczym oraz kosmetycznym

W tych miejscach każdego dnia przebywa bardzo wiele osób, dlatego zachowanie sterylności i czystości mikrobiologicznej jest tak ważne.

Proces oczyszczania powietrza poprzez energooszczędne lampy przepływowe serii NBVE polega na wymuszonym obiegu powietrza przez komorę dezynfekcyjną, w której znajdują się promienniki bakteriobójcze. Przepływ ten realizowany jest dzięki wbudowanemu w lampie wentylatorowi.

DANE TECHNICZNE:

- napięcie zasilania: 230 V 50 Hz
- energooszczędne - pobór mocy: 85 W
- element emitujący promieniowanie UV-C: 2x30W

- trwałość promiennika: 8000 h
 - wydajność wentylatora: 132 m³/h
 - dezynfekowana kubatura: 25-50 m³/h
 - zasięg działania lampy: 10-20 m²
 - klasa zabezpieczenia ppor.: I
 - typ obudowy: IP 20
 - wymiary kopuły: 1125 x 215 x 130 mm
 - wymiary: 1190 x 330 x 130 mm
 - masa: 8,5 kg
-