



Lampa do naświetlań Biopton MedAll

Opis produktu

Biopton MedAll jest łatwy w użyciu, całkowicie bezpieczny, o wielkiej mocy, lecz łagodny, o stylowym wzornictwie i najnowocześniejszej technologii, zaprojektowany dla użytku w domu, w szpitalach i instytucjach specjalistycznych, w ośrodkach sportowych i wellness.

Ergonomiczny, łatwy w obsłudze, przenośny, można zabrać go wszędzie i zaprogramować w dowolnym czasie dzięki zintegrowanemu zegarowi (wskaźnikowi czasu) oraz najnowocześniejszemu wyświetlaczowi.

Filtr o średnicy 5 cm zapewnia wygodną aplikację terapii światłem na całym ciele, od najmniejszych do największych powierzchni, które mają zostać poddane leczeniu.

Zaoszczędzisz energię, czas i pieniądze ponieważ innowacyjna funkcja trybu czuwania (sleep mode) zużywa tylko 0,5 W mocy w trybie czuwania, więc urządzenie jest gotowe do użycia o każdej porze, gdy tylko tego potrzebujesz, bez marnowania energii.

Urządzenie jest dostępne z podłogowym statywem oraz poręcznym podręcznym etui, w celu bezpiecznego przechowywania i transportu.

Dane techniczne:

Średnica filtra	5 cm
Zasilanie	100-230 V~, 50/60 Hz
Moc żarówki halogenowej	20 W
Długość fali	480 - 3400 nm
Stopień polaryzacji	>95% (590 - 1550 nm)
Jednostkowa gęstość mocy	średnio 40 mW/cm ²

Statyw BIOPTON MedAll

Wraz z Terapią Światłem BIOPTON MedAll dostępny jest statyw, który umożliwia wygodne ustawienie w zależności od potrzeb indywidualnego użytkownika.

Główne właściwości:

- Bezpieczny dla użytkownika
- Przenośny
- Wygodny dla relaksującego zabiegu
- System bezpieczeństwa Snap-in
- Elastyczność ze względu na dotarcie do każdej poddawanej zabiegowi powierzchni ciała
- Przyjazny dla użytkownika pod względem montażu i ustawiania

Zastosowanie Terapii Światłem BIOPTON

Terapia Światłem BIOPTON musi być dobrana indywidualnie. Długość każdej sesji, zarówno jak i całej terapii zależy przede



Eres Medical Sp. z o.o.
Pląszowice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
E-mail: info@eresmedical.com.pl
Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY

wszystkim od problemu zdrowotnego i stanu poddawanego terapii obszaru ciała. W zależności od wskazań Terapia Światłem Biopton zajmuje niespełna kilka minut i powinna być stosowana raz bądź dwa razy w ciągu dnia. Terapia powinna być stosowana również, gdy mamy czas na relaks i możemy czerpać przyjemność z efektu biostymulującego.

1. Przed zastosowaniem Terapii Światłem Biopton powinno się oczyścić obszar, który będzie poddany naświetlaniu. Uwaga: Wszelkie okrycia i ubrania powinny być usunięte z miejsca poddawanego leczeniu przed rozpoczęciem terapii.
2. Należy odprężyć się i ustawić promień światła na obszar, który ma zostać poddany leczeniu. Kąt padania promieni powinien wynosić 90° (kąt prosty), a urządzenie powinno się znajdować w odległości ok. 10 cm od poddanej leczeniu partii ciała. Podczas przeprowadzania terapii, nie powinno się poruszać urządzeniem. W przypadku stosowania terapii na większym obszarze ciała należy naświetlać objęty leczeniem obszar punktowo.
3. Terapię Światłem Biopton powinno się przeprowadzać raz lub dwa dziennie, na przykład rano i/lub wieczorem, przez 4-10 minut lub zgodnie z zaleceniami lekarza.
4. Powtarzać powyższe czynności w przypadku każdego miejsca na ciele, które wymaga terapii.
5. Po zakończeniu terapii należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania!