



Lampa do naświetlań Bioptron Pro 1

Opis produktu

Urządzenie jest dostępne wraz z ergonomicznym statywem podłogowym lub statywem stołowym, umożliwiającymi dostosowanie pozycji w warunkach domowych i szpitalnych.

Łatwo dostosowana wysokość i kąt nachylenia głowicy, a także możliwość odwrócenia głowicy urządzenia o pełne 360°, pozwala na dogodne użytkowanie urządzenia niemal w każdej pozycji.

Cykl leczenia można bez problemu zaprogramować za pomocą panelu kontrolnego nawet na 30 sekund. Wbudowany drążek dystansowy gwarantuje utrzymanie bezpiecznej odległości od powierzchni skóry.

Dodatkowo, statyw wyposażono w pokrywę ochronną zapobiegającą przedostawaniu się zanieczyszczeń. Ponadto BIOPTRON Pro 1 posiada wygodną matę (matę można poddać odkażeniu, wymienić lub umyć).

Średnica filtra **BIOPTRON Pro 1** wynosi około 11 cm i pozwala na stosowanie światłoterapii zarówno na małych jak i dużych powierzchniach skóry.

Dane techniczne:

Średnica filtra	około 11 cm
Zasilanie	100-230 V~, 50/60 Hz
Pobór mocy	90 VA
Moc żarówki halogenowej	50 W
Klasa ochrony	Klasa II, IP 20
Typ urządzenia	Typ B
Ciężar ze statywem stołowym	3,4 kg
Ciężar ze statywem podłogowym	7,8 kg
Temperatury otoczenia:	
eksploatacja	+10°C do +40°C
magazynowanie	-30°C do +45°C
Długość fali	480 – 3400 nm
Stopień polaryzacji	>95% (590 – 1550 nm)
Jednostkowa gęstość mocy	średnio 40 mW/cm ²
Energia światła na minutę	średnio 2.4 J/cm ²

Stosowanie Terapii BIOPTRON

Terapia Światłem BIOPTRON powinna być dobrana indywidualnie. Czas trwania każdej sesji jak i całej terapii zależy przede wszystkim od problemu zdrowotnego i stanu obszaru ciała poddawanego terapii. W zależności od wskazań Terapia Światłem Bioptron zajmuje niespełna kilka minut i powinna być stosowana raz bądź dwa razy w ciągu dnia. Terapia powinna być stosowana również, gdy mamy czas na relaks i możemy czerpać przyjemność z efektu biostymulującego.



Eres Medical Sp. z o.o.
Pląszowice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
E-mail: info@eresmedical.com.pl
Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY

1. Przed zastosowaniem Terapii Światłem Bioptron powinno się oczyścić obszar, który będzie poddany naświetlaniu. Uwaga: Wszelkie okrycia i ubrania powinny być usunięte z miejsca poddawanego leczeniu przed rozpoczęciem terapii.
 2. Należy odprężyć się i ustawić promień światła na obszar, który ma zostać poddany leczeniu. Kąt padania promieni powinien wynosić 90° (kąt prosty), a urządzenie powinno się znajdować w odległości ok. 10 cm od poddanej leczeniu partii ciała. Podczas przeprowadzania terapii, nie powinno się poruszać urządzeniem. W przypadku stosowania terapii na większym obszarze ciała, obszar objęty leczeniem należy naświetlać punktowo.
 3. Terapię Światłem Bioptron powinno się przeprowadzać raz lub dwa razy dziennie, na przykład rano i/lub wieczorem, przez 4-10 minut lub zgodnie z zaleceniami lekarza.
 4. Powtarzać powyższe czynności w przypadku każdego miejsca na ciele, które wymaga terapii.
 5. Po zakończeniu terapii należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania!
-