

Lampa operacyjna QUATTROLUCI



Montaż	✓
Serwis	✓
Transport	✓

Opis produktu

4 kopułowy model lampy operacyjnej [Quattroluci](#) szczególnie polecany do sal operacyjnych, gdzie chirurg potrzebuje dobrego oświetlenia i płaskiej konstrukcji lampy, aby uniknąć kolizji z innymi urządzeniami znajdującymi się w podwieszeniu.

Quattroluci to lampa operacyjna doskonała do chirurgii jamy ustnej i szczękowo-twarzowej oraz estetycznej chirurgii plastycznej.

Quattroluci to połączenie niezrównanej technologii włoskich lamp operacyjnych Rimsa z aerodynamicznym designem i niezwykle poręczną konstrukcją.

Wielokopułowa czasza składająca się z 36 diod LED podzielonych na 4 moduły zapewnia bezcieniowość i trójwymiarowe oświetlenie.

Parametry techniczne:

Dane oświetlenia

Natężenie oświetlenia	160Klx
Temperatura barwowa	4.900
Współczynnik odwzorowania kolorów Ra	92
Średnica pola oświetlanego d10	270 mm
Regulacja średnicy pola operacyjnego	300 mm
Wgłębność oświetlenia przy 60%	110 cm
Wgłębność oświetlenia przy 20%	174 cm
Średnica czaszy	60 cm
Ilość diod LED	36
Żywotność źródła światła	>60.000 h

Dane elektryczne

Natężenie	100-240V
Zasilanie	50/60Hz
Pobór mocy	61VA

Dostępne konfiguracje:


- sufitowa
- sufitowa 2-czaszowa
- ścienna
- mobilna na statywie

Dostępne konfiguracje

Lampa operacyjna pojedyncza sufitowa Quattro luci



Lampa operacyjna podwójna sufitowa Quattro luci



Lampa operacyjna ścienna Quattroluci



Lampa operacyjna jezdna Quattroluci

