



Lampa sollux do światłolecznictwa Lumina

Opis produktu

PROMIENIOWANIE

- promieniowanie podczerwone IR-A
- zmniejszenie napięcia mięśni
- rozszerzenie naczyń krwionośnych, poprawa ukrwienia
- podwyższenie progu odczuwania bólu
- wzmożenie przemiany materii

FUNKCJONALNOŚĆ

- zegar zabiegowy
- filtry (czerwony, niebieski)
- regulacja jasności świecenia
- wyświetlacz jasność/czas
- programowanie sekwencji jasność/czas

PROGRAMY ZABIEGOWE

- uproszczona obsługa sterownika
- 10 programów do ustawienia dla użytkownika

SEKWENCJE ZABIEGOWE

- uproszczona obsługa sterownika
- łączenie kilku składowych w jeden ciąg
- 4 sekwencje do ustawienia
- maksymalnie 5 składowych w sekwencji

KONSTRUKCJA

- stabilna konstrukcja mechaniczna
- trwała i niezawodna klawiatura
- mikroprocesorowe sterowanie pracą lampy
- wymuszone chłodzenie tubusa
- siatka zabezpieczająca

PARAMETRY TECHNICZNE

maksymalna moc żarówki
regulacja jasności

375 W
10 - 100 %, krok 10 %



Eres Medical Sp. z o.o.
Pląszowice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
E-mail: info@eresmedical.com.pl
Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY

zegar zabiegowy
zasilanie, pobór mocy
wymiały
masa

1 – 30 min
230 V, 50 Hz, 450 W
60x70x130 cm
12,8 kg

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- przewód sieciowy
- promiennik 375 W
- filtr czerwony
- filtr niebieski
- instrukcja użytkowania
- okulary ochronne dla pacjenta
- okulary ochronne dla terapeuty