

## Lampa zabiegowa ALFA-FIX ścienna



Serwis



Transport



### Opis produktu

Lampa diagnostyczna [Alfa-Fix](#) to oświetlenie składające się z **trzech diod LED** rozmieszczonych w okręgu z poliwęglanową ochronną osłoną.

Dzięki trzem niezależnym źródłom światła można zredukować cienie i zapewnić **głębokie, cylindryczne światło** o zmniejszonym promieniowaniu ciepłym.

**Niezależne punkty świetlne** gwarantują pracę nawet w rzadkim przypadku utraty jednej z diod LED.

Lampa jest niezwykle **łatwa w obsłudze i manewrowaniu**, wprowadzono również możliwość dodatkowego obrotu czaszy wokół własnej osi.

Natężenie światła można regulować za pomocą przycisku dotykowego, dotknięcie elementu sterującego pozwala regulować natężenie światła od 4% do 100%.

### Lampa diagnostyczna Alfa-Fix- zastosowanie:

- dermatologia
- kosmetyka

### Lampa diagnostyczna Alfa-Fix- parametry techniczne:

Typ oświetlenia	diodowe
Liczba źródeł światła	3
Natężenie światła w odległości 50 cm	70.000 lx
Współczynnik odwzorowania barw	94 Ra
Temperatura barwowa	4.500 K
Średnica pola świetlnego D10	150 mm
Żywotność źródła światła	>60.000 h
Średnica czaszy lampy	95 mm
R9	>90cm
Pobór mocy	15 VA

### Lampa diagnostyczna Alfa-Fix- schemat techniczny:

