

Laser biostymulacyjny BIOLASER 1



Opis produktu

Podstawowe zastosowania aparatu BIOLASER 1:

- **akupunktura:**
 - korekcja czynności narządów i tkanek,
 - reumatologia,
 - choroby układu nerwowego,
 - działanie przeciwbólowe,
 - działanie przeciwzapalne,
 - likwidacja bólu (ból głowy, kręgosłupa, reumatyczne, pourazowe itd.),
 - i wiele innych;
- **dermatologia:**
 - usuwanie owrzodzeń, odleżyn;
 - gojenie oparzeń, ran otwartych;
 - usuwanie opryszczki;
- **kosmetyka:**
 - usuwanie zmarszczek i obrzęków;
 - usuwanie trądziku.

Urządzenie wyposażone jest w inteligentny wykrywacz punktów akupunktury, nie wymagający żadnej regulacji. Wykrywacz "uczy" się skóry i w ten sposób bezbłędnie lokalizuje punkty.

Na wyświetlaczu lasera prezentowane są informacje:

- program pracy,
- dostarczona energia światła lasera,
- czas stymulacji,
- poziom wykrywacza punktów akupunktury,
- stan akumulatora.

Parametry techniczne:

Długość fali	808 nm
Moc optyczna	5 mW i 50 mW
Programy pracy:	
1	Modulacja 8500 Hz
2	Modulacja 2500 Hz
3	Modulacja 10 Hz
4	Emisja ciągła
Zasilanie	Akumulator Li-Ion 700mAh
Czas pracy (program 4)	7 godzin
Wyświetlacz	132 x 32 piksele