

Link do produktu: <https://eresmedical.com.pl/laser-biostymulacyjny-l800-pro-p-699.html>

Laser biostymulacyjny L800 PRO



Cena

18 900,00 zł

Opis produktu

Przenośny laser LLLT / PBM o mocy 4 x 200 mW = cał. 800 mW - 660 nm.

Jest to profesjonalny i wszechstronny laser od dużej mocy. Laser wykorzystuje rozproszoną optykę. Nadaje się do leczenia bólu i urazów oraz do użytku stomatologicznego i weterynaryjnego. Optyka laserowa sprawia, że nadaje się do zabiegów refleksologii, akupunktury i punktów spustowych. Dzięki wbudowanej funkcji Bluetooth w laserze i aplikacji (android), można go łatwo zaprogramować i sterować lasera pod względem czasu, mocy i dźwięku. Długość fali lasera wynosząca 660 nm zapewnia skuteczną głębokość uderzenia w skórę około. 1-2 cm.

ENERGY LASER L800pro (Bluetooth)

Kompletny i gotowy do użycia w aluminiowej obudowie z następującymi akcesoriami:

- 1 szt. Akumulator MAXI-Li-Ion
- 1 szt. Ładowarka Li-Ion
- 1 szt. okulary ochronne

ENERGY LASER L800pro (Bluetooth)

- • Efekt laserowy CW maks. 4x 200mW = całk. 800mW
- Długość fali 660 nm (widoczna / czerwona)
- Klasa lasera 3B

Aplikacje na:

- Rany i skórę
- Tkanę bliznowatą

PERSONAL-LASER L800 PRO

Długość fali	660 nm
Maksymalna moc	4X200 mw
Maks całk. moc	800 mw
Tryb operacyjny (CW continus wave)	CW
Punkt/fala	<i>rozpiętość</i>
(rozb),ok.	4x20°x30°
Światło LED pilotowe	Nie
Klasa Lasera	3B
Energia pr. 10 sek.	8 jouli
Penetracja lasera	1-2 cm
Chłodzenie	Powietrze
Bluetooth	Tak
Akumulator Li-Ion	1400 mA
Czas terapii na jednym ładowaniu	1,5 h
Zasilanie	Nie