

Leżanka do badań i zabiegów Eleva



Opis produktu

ELEVA E - leżanka z elektryczną regulacją wysokości dzięki pilotowi ręcznemu pozwala na sterowanie za pomocą tylko jednej ręki.

ELEVA H - leżanka z hydrauliczną regulacją wysokości za pomocą pedału nożnego. Oparcie pleców regulowane jest za pomocą sprężyny gazowej z blokadą co pozwala personelowi medycznemu na wybranie optymalnej pozycji bez użycia siły fizycznej.

Leżanki wykonane są z wysokiej jakości stali lakierowanej proszkowo, spełniające najwyższe wymagania wyrobów medycznych. Tapicerowane sztuczną skórą leża wózków są bardzo łatwe w utrzymaniu czystości i konserwacji.

Leżanka Eleva może zostać uzupełniona o kilka użytecznych akcesoriów, takich jak: wieszak kroplówki, metalowe barierki boczne, uchwyt na butlę z tlenem lub druciany kosz. Uchwyt na papierowe prześcieradło jest załączony w standardzie.

Solidna i stabilna konstrukcja z bezpiecznym udźwigniem roboczym do 170 kg stwarza bezpieczne warunki do opieki nad pacjentem z wysoką wagą ciała.