

# Leżanka drewniana Nova



## Opis produktu

Wyjątkowo komfortowa, dwusegmentowa leżanka, z regulacją wysokości, wyposażona w praktyczną półkę na akcesoria i kosmetyki. Specjalna kompozycja pianek zapewnia pacjentowi pełen komfort podczas zabiegu, pozwalając mu na pełne odprężenie. Regulowany zagłówek umożliwia szerokie stosowanie leżanki. Naturalne drewno bukowe i masywny blat o zaokrąglonych narożach nadają leżance nowoczesny i efektowny wygląd. Doskonałym uzupełnieniem leżanki są funkcjonalne, stylistycznie dopasowane dodatki, ułatwiające prowadzenie zabiegu: drewniany schodek, uchwyt na ręcznik.

**Tapicerka Vinyl Flex** to innowacyjna tkanina spełniająca wysokie normy. Dostępna w 19-stu kolorach. Materiał cechuje wysoka odporność na działanie olejków.

**Tapicerka Soft Touch** to miękka, przyjemna w dotyku, przypominająca naturalną – delikatną skórę, a jednocześnie bardzo wytrzymała tkanina. Dostępna w 12-tu kolorach.

**Kolor stelaża:** buk naturalny i buk barwiony:

## DANE TECHNICZNE

- Długość 194 cm
- Szerokość 70 cm
- Wysokość (regulowana skokowo) 58 – 83 cm
- Waga 32 kg
- Regulacja kąta nachylenia zagłówek 0° – 55°
- Dopuszczalne obciążenie 200 kg

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE

### Podgłówki

- Podgłówek regulowany
- Poduszka kosmetyczna



Eres Medical Sp. z o.o.  
Płuszwice Kol. 64b  
21-008 Tomaszowice  
E-mail: info@eresmedical.com.pl  
Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY

### **Wieszaki**

- Wieszak do leżanki na rolki 60 cm
- Wieszak wolnostojący drewniany

### **Półki przedłużające tylne**

- Półka przedłużająca tylna
- Półka przedłużająca tylna XL

### **Artykuły higieniczne**

- Prześcieradło 2-częściowe frotte z gumką – do Primo, Komfort, Nova
  - Prześcieradło olejoodporne – C460
  - Prześcieradło olejoodporne ze ściągaczami – C460
  - Pokrycie frotte na podglówek regulowany
  - Koc rozgrzewający
-