

# Leżanka drewniana Primo



## Opis produktu

Dwusegmentowa leżanka o stałej wysokości, wykonana z selekcionowanego naturalnego drewna. Wyposażona w zagłówek regulowany w zakresie 0-30°. Leżanka przeznaczona jest zarówno do gabinetów lekarskich jak i gabinetów masażu.

Charakter leżanki określają zaokrąglone rogi blatu oraz elegancka konstrukcja ze starannie wyselekcjonowanego drewna bukowego. Wygodę podczas zabiegu zapewnia pacjentowi sprężysta tapicerka o dużej odporności na odkształcenia. Uzupełnieniem leżanki są funkcjonalne, stylistycznie dopasowane dodatki, ułatwiające prowadzenie zabiegu: parawany i uchwyt na ręcznik.

**Tapicerka Vinyl Flex** to innowacyjna tkanina spełniająca wysokie normy. Dostępna w 19-stu kolorach. Materiał cechuje wysoka odporność na działanie olejków.

**Tapicerka Soft Touch** to miękka, przyjemna w dotyku, przypominająca naturalną – delikatną skórę, a jednocześnie bardzo wytrzymała tkanina. Dostępna w 12-tu kolorach.

**Kolor stelaża:** buk naturalny i buk barwiony:

## DANE TECHNICZNE

- Długość 184 cm
- Szerokość 68 cm
- Waga 23 kg
- Wysokość stała 65 cm
- Regulacja kąta nachylenia zagłówka 0° lub 30°
- Dopuszczalne obciążenie 200 kg

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Wieszaki
- Wieszak do leżanki na rolki 60 cm



Eres Medical Sp. z o.o.  
Pląszowice Kol. 64b  
21-008 Tomaszowice  
E-mail: [info@eresmedical.com.pl](mailto:info@eresmedical.com.pl)  
Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY

- Wieszak wolnostojący drewniany

### Artykuły higieniczne

- Prześcieradło 2-częściowe frotte z gumką (leżanki Primo, Komfort, Nova)
  - Prześcieradło olejoodporne - C460
  - Prześcieradło olejoodporne ze ściągaczami - C460
  - Koc rozgrzewający
  - Poduszka kosmetyczna
-