

# Leżanka lekarska Elegant



## Opis produktu

Leżanka lekarska **Elegant** na stalowym stelażu z uchwytem. Leże i wezgiłowie z płyty wiórowej obitej pianką poliuretanową i obszyte materiałem skóropodobnym zmywalnym. Stół wyposażony w regulację kąta pochylecia wezgiłowia. Idealna do każdego gabinetu lekarskiego. Szeroki wybór kolorystyki.

- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 1880 x 550 x 500 mm
- Regulacja kąta odchylenia zagłówek: 0 – 30 stopni
- Dopuszczalne obciążenie: 120 kg

W ofercie również leżanka **Elegant podwyższona** o wysokości 800 mm.