



Łóżeczko dziecięce szpitalne D-1

Opis produktu

- konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym
- leże łóżka dwusegmentowe
- segmenty leża wypełnione siatką metalową pokrytą lakierem proszkowym
- ręczna regulacja oparcia pleców w zakresie do 60°
- łóżko wyposażone w opuszczane poręcze boczne z blokadami uniemożliwiającymi przypadkowe otwarcie. Blokadę znajdują się w poręczach bocznych, łatwych w użytkowaniu
- regulacja wysokości poręczy bocznych w zakresie 915-1315mm
- pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga
- łóżko wyposażone w 4 koła o średnicy min 125 mm z w tym 2 koła z indywidualną blokadą jazdy i obrotu
- regulacja leża systemem zaczepowym

Wyposażenie dodatkowe

- barierki boczne - wszystkie metalowe
- materace - wszystkie
- statyw kroplówki przyłóżkowy
- ramka do karty gorączkowej