



Łóżko do opieki Magda

Opis produktu

Cechy charakterystyczne:

- konstrukcja łóżka oraz zastosowane siłowniki pozwalają na użytkowanie łóżka z obciążeniem do 250 kg
- obudowa łóżka z drewna i płyty meblowej w komplecie z drewnianymi poręczami bocznymi
- łóżko pozbawione zewnętrznej ramy co ułatwia pacjentowi wchodzenie i schodzenie z łóżka
- leże łóżka czterosegmentowe
- regulacja segmentów pleców i uda elektryczna
- regulacja wysokości elektryczna
- regulacja segmentu podudzia za pomocą mechanizmu zapadkowego z możliwością wypoziomowania w stosunku do dowolnego kąta sekcji uda
- segmenty leża wypełnione metalowa siatka montowana na stałe
- indywidualna blokada jazdy i obrotu czterech kół jezdnych
- tuleje do mocowania wysięgnika do podciągania i statywu kroplówki
- możliwość wykonania łóżka o różnej szerokości leża od 800-1400mm

Wyposażenie dodatkowe

- materace – wszystkie
- statyw kroplówki przyłóżkowy
- wysięgnik ręki z podwieszka
- wysuwana półka na pościel
- uchwyt kaczki uchwyt basenu i haczyki na worek urologiczny
- ramka do karty gorączkowej

Dane techniczne łóżka :

- całkowita długość 2080 ± 5 mm
- szerokość z poręczami 1040 ± 5 mm
- szerokość leża 900 ± 5 mm
- długość leża 2000 ± 5 mm
- kąt odchylenia oparcia pleców 0°, 70° ± 5°
- kąt odchylenia segmentu uda 0°, 35° ± 5°
- wysokość podnoszenia leża 485 ÷ 810 mm
- obciążenie maksymalne 220 kg
- zasilanie ~ 220 – 230 V, 50 Hz
- stopień ochrony izolacji II B