



## Łóżko obrotowe rehabilitacyjne TWIST

### Opis produktu

Łóżko rehabilitacyjne TWIST jest innowacyjne i bardzo zaawansowane, ułatwia siedzenie i wstawanie. Za pomocą pilota można zmienić pozycję leżącą do pozycji fotelewej z opuszczonymi nogami. Możliwa jest także dodatkowa funkcja pionizacji. Dzięki niej uniesienie i przechylenie łóżka w pozycji fotelewej pozwala na przesunięcie środka ciężkości ciała, dzięki czemu uniesienie bioder podczas wstawania jest o wiele łatwiejsze. Wstawanie z łóżka staje się mniejszym problemem. Pozwala to na większą mobilizację chorego do codziennej aktywności ruchowej.

### Funkcje łóżka TWIST:

- elektryczna regulacja oparcia, zgięcia i podnoszenia umożliwia ustawienie dowolnej pozycji osoby niepełnosprawnej w łóżku od leżącej na wznak do siedzącej ze zgięciem nóg
- innowacyjna elektryczna lub manualna funkcja obrotu całego łoża w poprzek łóżka, aż do pozycji siedzącej ze spuszczonej nogami na brzegu łóżka pomaga samodzielnie wstać z łóżka i ponownie położyć się
- płynna zmiana wysokości całego łóżka pozwala wstać z wyższej pozycji siedzącej lub samodzielnie przesiąść się dopasowując wysokość łóżka do wysokości siedziska wózka.

### Zalety łóżka:

- poprawia aktywność pacjenta- ułatwia wstawanie z łóżka i samodzielny powrót do łóżka
- częsta zmiana pozycji i aktywność ruchowa wzmacnia serce, układ oddechowy i ruchowy osoby niepełnosprawnej, a przez to przyspiesza rehabilitację pacjenta
- pozwala na pozostanie w domowym otoczeniu i dalsze, samodzielne i niezależne funkcjonowanie,
- zwiększa samodzielność pacjenta, odciąża w zajęciach osoby opiekujące się. Pacjent może samodzielnie siadać, jeść, czytać, oglądać TV, przyjmować gości i bez pomocy wychodzić z łóżka. Pielęgnacja chorego ogranicza się do asekuracji podczas wstawania bez fizycznych obciążeń kręgosłupa opiekuna.
- wyposażone w maszt z uchwytem dla pacjentalstnieje możliwość zakupu łóżka z funkcją Trendelenburga po wcześniejszym uzgodnieniu

### Dane techniczne:

wymiary łóżka: 211×103 cm

wymiary łoża: 200×90 cm

regulowana wysokość: 45 – 85 cm

max uniesienie oparcia 70°

max obciążenia 120 kg