

Łóżko opiekuńcze pediatryczne Primo



Opis produktu

Główne zalety i funkcje łóżka:

- **MAKSYMALNE BEZPIECZEŃSTWO** – ochrona przed zakleszczeniem poszczególnych części ciała pacjenta dzięki wypełnieniu normy europejskiej IEC 60601-2-52:2010. Podwyższone barierki boczne chronią pacjenta przed wypadnięciem z łóżka, nawet przy zastosowaniu wysokich materacy przeciwoślizgowych.
- **ELEKTRYCZNA REGULACJA WYSOKOŚCI LEŻA** – Szeroki zakres regulacji wysokości leża zmniejsza obciążenie personelu medycznego i ułatwia opiekę nad leżącym pacjentem. Najniższa pozycja leża pomaga pacjentowi wstać i znacznie zmniejsza ryzyko obrażeń w razie przypadku upadku.
- **CENTRALNA BLOKADA KÓŁ** – Umożliwia bezpieczne manipulowanie łóżkiem. Łatwa w użyciu nożna dźwignia, dostępna w każdym narożu łóżka, pozwala w razie potrzeby na natychmiastowe zahamowanie łóżkiem. Łóżko może być wyposażone w piątę koła dla lepszego komfortu jazdy.
- **KOŁA JEZDNE** – Posiadają wysokiej jakości łożyska, a dzięki zmniejszeniu oporu toczenia, zmniejszają wysiłek fizyczny personelu medycznego podczas transportu łóżka i manipulowania nim. Koła wykonane są z bardzo trwałych materiałów. Tworzywowe osłony kół ułatwiają czyszczenie, chronią łożyska przed brudem i znacznie wydłużają żywotność.
- **ALARM ODBLOKOWANYCH KÓŁ** – Łóżko może być wyposażone w alarm dźwiękowy, który ostrzega personel medyczny o odblokowanych kołach przy jednoczesnym podłączeniu łóżka do zasilania sieciowego. Sygnalizacja ta jest stosowana jako środek zapobiegawczy wyrwania kabla z gniazdka.
- **PODWÓJNA AUTOREGRESJA** – Automatyczne odsuwanie się oparcia pleców i ud i jednocześnie teleskopowe podnoszenie się tych segmentów znacząco redukuje wpływ sił ścinających i uścisku na pacjenta, które są główną przyczyną odleżyn. Podwójna autoregresja daje pacjentom większy komfort i redukuje niewygodę w okolicy brzucha, która zwykle powstaje przy pozycjonowaniu łóżka bez tej funkcji.
- **WYJMOWANE SZCZYTÓWY** – Zapewniają one doskonałą ochronę pacjenta przed upadkiem i bardzo dobre prowadzenie łóżka podczas transportu. Dezynfekcja i konserwacja są bardzo proste, dzięki gładkim powierzchniom i kształtowi szczytów. Solidny system mocowania szczytów chroni je przed niekontrolowanym wyjęciem i jednocześnie gwarantuje możliwość szybkiego demontażu.
- **SKŁADANE, ODEJMOWANE BARIERKI BOCZNE**

- **KRĄŻKI ODOBOJOWE** – Obrotowe krążki odbojowe w narożach łóżka chronią konstrukcję i materac przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- **UCHWYTY MATERACA** – Zapewniają optymalne ułożenie materaca na powierzchni leża i uniemożliwiają przesunięcie oraz wypadnięcie materaca z łóżka.
- **UDŹWIG** – Dzięki użytym materiałom solidna i stabilna konstrukcja o udźwigu do 200 kg jest bezpieczna również dla cięższych pacjentów, zapewnia bardzo wysoką trwałość i wytrzymałość.
- **UNIWERSALNE UCHWYTY NA DODATKOWE AKCESORIA** – Znajdują się one w narożach łóżka od strony głowy lub od strony głowy i nóg. Umożliwiają zamocowanie dodatkowego wyposażenia, np. wieszaka na płyny infuzyjne, uchwytu ręki na stojaku, podwójnej ramy wyciągowej, itp.
- **PRZEDŁUŻENIE LEŻA** – Płynne przedłużenie leża o 20 cm zwiększa wygodę wyższych pacjentów.

Parametry techniczne:

WERSJA	PI-51-C10
Wymiary leża (dł x szer)	170 x 80 cm
Wymiary zewnętrzne (dł x szer)	176 x 93 cm
Wysokość leża	40-80 cm
Bezpieczne obciążenie robocze	200 kg
Trendelenburg/anty-Trendelenburg	-
Kąt nachylenia segmentu pleców	73°
Kąt nachylenia segmentu ud	40°
Kąt nachylenia segmentu łydek	23°

Szerokość leża	80 cm
Wypełnienie leża	metalowe lamele
Regulacja segmentu pleców	elektryczna
Regulacja segmentu ud	elektryczna
Regulacja segmentu podudzi	elektryczna
Szczyty	Typ P
Barierki boczne	Typ UNI, drewniane z metalową listwą
Panel centralny	-
Pilot pacjenta	+
Wbudowany akumulator	-
Podwójna autoregresja	+
Mechaniczny CPR	-
Alarm odblokowanych kół	-
Podświetlenie łóżka	-
Przedłużenie leża	-
Półka na pościel	-
Uniwersalne uchwyty na	x4



Eres Medical Sp. z o.o.
Płuszwice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
E-mail: info@eresmedical.com.pl
Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY

akcesoria	
Przykrycie podwozia z ABS	+
Listwa ze stali nierdzewnej na akcesoria	-
Kółka	plastikowe 125 mm
Centralna blokada	2 dźwignie