

Łóżko porodowe M-2DXS




Opis produktu

Cechy charakterystyczne:

- powierzchnia leżyska jest łatwa do czyszczenia i dezynfekcji (3 sekcje),
- leżysko przeźierne dla promieni RTG
- szczyty oraz barierki boczne wykonane są z tworzywa,
- uchwyt na statyw kroplówki i odboje na dwóch rogach wezgłowia,
- statyw na kroplówkę,
- elementy ruchome oparte na wytrzymałych tworzywach kompozytowych,
- koła o średnicy 125 mm z blokadą kierunkową – system centralnego blokowania kół,
- elektroniczna regulacja części opracia, podnóżka, wysokości, pozycji Trendelenburga, pozycji anty Trendelenburg przy pomocy pilota,
- manualny CPR,
- wysokowydajne silniki umieszczone w kolumnach łóżka,
- dwuczęściowa pokrywa z tworzywa ABS na podwoziu łóżka,
- akcesoria z chromoniklową powłoką antykorozyjną,
- łatwo zdejmowana misa ze stali nierdzewnej z chromoniklową powłoką,
- regulowane uchwyty i podnóżki typu goepel,
- regulowany mechanizm sekcji nożnej z możliwością schowania pod siedzisko,
- na barierkach bocznych wskaźniki kąta nachylenia,
- zasilanie akumulatorowo-sieciowe,
- materac – grubość 12 cm.

Regulacja pozycji:

Łóżko porodowe M-2DXS umożliwia ułożenie pacjentki w siedmiu pozycjach.



Dostępne kolory:



Parametry techniczne:

Szerokość	1030mm
Długość	2060mm
Wysokość min	600mm
Wysokość max	1000mm
Powierzchnia leża (złożona sekcja nożna)	1400x850mm
Powierzchnia leża (rozłożona sekcja nożna)	1850x850mm
Kąt nachylenia oparcia	max 70°
Kąt nachylenia podnóżka	max 30°
Kąt pozycji Trendelenburga	max 12°
Kąt pozycji anty Trendelenburga	max 12°
Bezpieczne maksymalne obciążenie	230kg