

Łóżko porodowe OPTIMA



Opis produktu

Łóżko porodowe OPTIMA przeznaczone jest dla pacjentek ginekologicznych i położniczych na każdym etapie ciąży i porodu, a także po porodzie. Z łóżkiem porodowym OPTIMA nie jest już konieczne przenoszenie rodzącej pacjentki do innego łóżka.

- Łóżko porodowe Optima ze **stalową ramą** z powłoką epoksydową.
- Głowica i podnóżek są łatwe w montażu bez użycia narzędzi.
- **Nożycowy system regulacji** wysokości.
- Maksymalne bezpieczne obciążenie łóżka porodowego Optima **do 250 kg**.
- **4 sekcje leżyska** niezależne demontowalne.
- Regulacja wysokości łóżka porodowego od 580 mm do 980 mm za pomocą siłownika elektrycznego.
- Pozycja **Trendelenburg** $\pm 16^\circ$.
- Niezależne barierki boczne wykonane z ABS.
- **Pilot** umożliwiający łatwą i szybką regulację wszystkich pozycji łóżka porodowego Optima.
- **Centralny układ hamulcowy** - $\varnothing 150$ mm.
- Termoplastyczna osłona podwozia chroniąca mechanizmy łóżka i umożliwia łatwe czyszczenie.
- System **CPR** awaryjnego szybkiego opuszczania oparcia w przypadku awarii zasilania elektrycznego lub akumulatora.
- System zapobiegający przytrzaśnięciu z automatycznym wyłączaniem silnika w przypadku wykrycia przeszkody.
- Siłownik regulacji wysokości zabezpieczający przed upadkiem w przypadku awarii.

Standardowe akcesoria:

zestaw materaców, podnóżków, uchwytów, poręczy porodowej i misa.

Akcesoria opcjonalne:

podpórki typu Geopie, stojak na kroplówkę, wózek na akcesoria

Parametry techniczne:

Wymiary zewnętrzne	2120 mm
Szerokość całkowita	1030 mm
Szerokość leżyska	890 mm
Wysokość od podłogi do ramy	min 560, max 960 mm
Kąt nachylenia oparcia	70°
Kąt nachylenia podnóżka	17°
Trendelenburg	$\pm 16^\circ$
Maksymalne bezpieczne obciążenie	250 kg.
Zasilanie	230V 50 – 60 Hz
Maksymalny pobór mocy	1.6A, 370 Volt
Wskaźnik ochrony przed wnikaniem cieczy	IP 66
Klasa bezpieczeństwa	Klasa I
Typ urządzenia	Typ B