



Łóżko rehabilitacyjne A-4/3S

Opis produktu

Właściwości:

- leże łóżka czterosegmentowe, z czego trzy segmenty ruchome
- regulacja segmentów ręczna mechanizmem zapadkowym
- stała wysokość leża
- segmenty leża wypełnione metalową siatką montowaną na stałe, (opcjonalnie siatka odejmowana)
- szczyty łóżka metalowe malowane farbą proszkową
- szczyty chromowane (opcja)
- wypełnienie szczytów płyta laminowana
- szczyty łóżka z tworzywa ABS (opcja)
- cztery koła jezdne z których dwa posiadają blokadę jazdy i obrotu, koło do jazdy kierunkowej (opcja)
- centralna blokada kół (opcja)
- wysuwana półka na pościel (opcja)
- tuleje do mocowania wisiennika lub statywu kroplówki
- krążki odbojowe

Wyposażenie dodatkowe

- barierki boczne - wszystkie metalowe
- materace - wszystkie
- statyw kroplówki przyłóżkowy
- wisiennik ręki z podwieszka
- odejmowana siatka
- podwójna rama wyciągowa
- wysuwana półka na pościel
- uchwyt kaczki uchwyt basenu i haczyki na worek urologiczny
- ramka do karty gorąckowej

Parametry:

- szerokość całkowita: 985mm $\pm$ 10mm
- długość całkowita: 2110mm $\pm$ 10mm
- wymiary leża: 2000x860mm $\pm$ 10mm



Eres Medical Sp. z o.o.
Pląszowice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
E-mail: info@eresmedical.com.pl
Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY

- regulacja segmentu pleców w zakresie: 0° , 70° ($\pm 5^{\circ}$)
 - regulacja segmentu uda w zakresie: 0° , 40° ($\pm 5^{\circ}$)
-