

Link do produktu: <https://eresmedical.com.pl/lozko-rehabilitacyjne-a-4g-p-105.html>



Łóżko rehabilitacyjne A-4G

Opis produktu

- leże łóżka dwusegmentowe
- regulacja segmentu oparcia pleców wspomagana sprężyna gazową
- regulacja segmentu nóg ręczna mechanizmem zapadkowym
- stała wysokość leża
- segmenty leża wypełnione metalową siatką montowaną na stałe, (opcjonalnie siatka odejmowana)
- szczyty łóżka metalowe malowane farbą proszkową
- szczyty chromowane (opcja)
- wypełnienie szczytów płyta laminowana,
- cztery koła jezdne z których dwa posiadają blokadę jazdy i obrotu, koło do jazdy kierunkowej (opcja)
- centralna blokada kół (opcja)
- wysuwana półka na pościel (opcja)
- tuleje do mocowania wysięgnika lub statywu kroplówki
- krążki odbojowe

Wyposażenie dodatkowe

- barierki boczne - wszystkie metalowe
- materace - wszystkie
- statyw kroplówki przyłóżkowy
- wysięgnik ręki z podwieszka
- odejmowana siatka
- podwójna rama wyciągowa
- wysuwana półka na pościel
- uchwyt kaczki uchwyt basenu i haczyki na worek urologiczny
- ramka do karty gorączkowej