



Łóżko rehabilitacyjne A-6-3S/T

Opis produktu

Właściwości:

- leże łóżka czterosegmentowe z regulacją segmentów przy pomocy siłowników elektrycznych sterowanych pilotem
- regulacja wysokości oraz poszczególnych segmentów elektryczna za pomocą pilota przewodowego
- regulacja segmentu podudzia mechanizmem zapadkowym .
- elektryczna funkcja Trendelenburga i anty-Trendelenburga
- blokada kół parami
- szczyty łóżka chromowane szybkoodejmowane w przypadku reanimacji pacjenta (bez użycia narzędzi), wypełnione płytą laminowaną
- szczyty łóżka z tworzywa ABS (opcja)
- wysuwana półka na pościel (opcja)
- centralny panel sterujący (opcja)
- autoregresja segmentu oparcia pleców
- autokontur
- tuleje do mocowania wisiennika lub statywu kroplówki
- krążki odbojowe

Wyposażenie dodatkowe

- barierki boczne - wszystkie metalowe
- materace - wszystkie
- statyw kroplówki przyłóżkowy
- wisiennik ręki z podwieszka
- panel sterujący
- odejmowana siatka
- podwójna rama wyciągowa

- wysuwana półka na pościel
- uchwyt kaczki uchwyt basenu i haczyki na worek urologiczny
- ramka do karty gorączkowej

Parametry

- szerokość całkowita: 1030mm $\pm$ 10mm
 - długość całkowita: 2230mm $\pm$ 10mm
 - wymiary leża: 2015x900mm $\pm$ 10mm
 - regulacja wysokości: 400 – 850mm $\pm$ 5mm
 - regulacja segmentu pleców w zakresie: 0°, 70°
 - regulacja segmentu uda w zakresie: 0°, 30°
 - kąt przechyłu Trendelenburga: 0 – 12° ($\pm$ 5°)
 - kąt przechyłu anty-Trendelenburga: 0 – 12° ($\pm$ 5°)
 - zasilanie: ~ 220 – 230 V, 50Hz
 - klasa ochrony: II typ B
-