

Łóżko rehabilitacyjne A/3S Irena



Opis produktu

Łóżko rehabilitacyjne A 3S Irena - podstawowe cechy:

- leże łóżka czterosegmentowe z regulacją segmentów przy pomocy siłowników elektrycznych sterowanych pilotem
- regulacja wysokości oraz poszczególnych segmentów elektryczna za pomocą pilota przewodowego
- regulacja segmentu podudzia mechanizmem zapadkowym
- cztery koła w tym dwa z indywidualną blokadą jazdy i obrotu
- centralna blokada kół (opcja)
- szczyty łóżka malowane lub chromowane (opcja) wypełnione płytą laminowaną lub HPL (opcja)
- szczyty łóżka z tworzywa ABS (opcja)
- wysuwana półka na pościel (opcja)
- autokontur
- tuleje do mocowania wysięgnika lub statywu kroplówki
- krążki odbojowe

Wyposażenie dodatkowe

- barierki boczne - wszystkie metalowe
- materace - wszystkie
- statyw kroplówki przyłóżkowy
- wysięgnik ręki z podwieszka
- odejmowana siatka
- podwójna rama wyciągowa
- wysuwana półka na pościel
- uchwyt kaczki uchwyt basenu i haczyki na worek urologiczny
- ramka do karty gorączkowej

Parametry techniczne:

- szerokość całkowita 1030mm $\pm$ 10mm
- długość całkowita 2110mm $\pm$ 10mm
- wymiary leża 2000x900mm $\pm$ 10mm
- regulacja wysokości 420 - 820mm $\pm$ 5mm
- regulacja segmentu pleców w zakresie 0°, 70° ($\pm$ 5°)
- regulacja segmentu uda w zakresie do 40° ($\pm$ 5°)
- zasilanie ~ 220 - 230 V, 50Hz
- klasa ochrony II typ B