

Łóżko rehabilitacyjne B-1/3S



Opis produktu

Właściwości:

- leże czterosegmentowe z regulacją segmentów oraz wysokości leża przy pomocy siłowników elektrycznych sterowanych pilotem przewodowym (pilot z kluczykiem umożliwiającym blokowanie wszystkich funkcji jednocześnie przez personel medyczny)
- obudowa łóżka z drewna i płyty laminowanej w komplecie z drewnianymi poręczami bocznymi
- pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga
- indywidualna blokada jazdy i obrotu czterech kół jezdnych
- w leżu sprężynujące listwy lamelowe wzmocnione w części środkowej(w opcji w leżu metalowa siatka malowana farba proszkową mocowana na stałe)

Wyposażenie dodatkowe

- barierki boczne - wszystkie metalowe
- materace - wszystkie
- statyw kroplówki przyłóżkowy
- wysięgnik ręki z podwieszką
- uchwyt kaczki uchwyt basenu i haczyki na worek urologiczny
- ramka do karty gorączkowej

Parametry

- szerokość całkowita: 1050 mm $\pm$ 10mm (950mm $\pm$ 10mm)
- długość całkowita: 2140mm $\pm$ 10mm
- wymiary leża: 2020x790mm $\pm$ 5mm
- regulacja wysokości: 400 - 800mm $\pm$ 5mm
- regulacja segmentu pleców w zakresie: 0° , 70° ($\pm$ 5°)
- regulacja segmentu uda w zakresie: 0° , 30° ($\pm$ 5°)
- kąt przechyłu Trendelenburga: 0 - 12° ($\pm$ 5°)
- kąt przechyłu anty-Trendelenburga: 0 - 12° ($\pm$ 5°)



Eres Medical Sp. z o.o.
📍 Piłuszwice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
@ E-mail: info@eresmedical.com.pl
☎ Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY