



Łóżko rehabilitacyjne B1/3S

Opis produktu

- leże czterosegmentowe z regulacją segmentów oraz wysokości leża przy pomocy siłowników elektrycznych sterowanych pilotem przewodowym (pilot z kluczykiem umożliwiającym blokowanie wszystkich funkcji jednocześnie przez personel medyczny)- obudowa łóżka z drewna i płyty laminowanej w komplecie z drewnianymi poręczami bocznymi
- pozycja Trendelenburga i anty-Trendelendurga
- indywidualna blokada jazdy i obrotu czterech kół jezdnych
- w leżu sprężynujące listwy lamelowe wzmocnione w części środkowej(w opcji w leżu metalowa siatka malowana farba proszkową mocowana na stałe)

Wyposażenie dodatkowe

- materace - wszystkie
- statyw kroplówki przyłóżkowy
- wysięgnik ręki z podwieszką
- uchwyt kaczki uchwyt basenu i haczyki na worek urologiczny
- ramka do karty gorączkowej
- krążki odbojowe