



Łóżko szpitalne Andimed

Opis produktu

Łóżko szpitalne Andimed - najważniejsze cechy:

- leże łóżka czterosegmentowe
- regulacja wysokości oraz poszczególnych segmentów elektryczna za pomocą pilota przewodowego.
- regulacja segmentu podudzia mechanizmem zapadkowym
- elektryczna funkcja Trendelenburga i anty-Trendelenburga
- centralna blokada kół z jednym kołem kierunkowym
- osłona podwozia
- autoregresja segmentu oparcia pleców (opcja)
- autokontur
- tuleje do mocowania wysięgnika i statywu kroplówki
- krążki odbojowe
- wysuwana półka na pościel (opcjonalne)
- centralny panel sterujący (opcjonalne)
- szczyty łóżka z tworzywa tworzywowego
- barierki boczne - tworzywowe z wbudowanym panelem sterującym dla personelu zewnątrz dla pacjenta wewnątrz barierki

Wyposażenie dodatkowe

- materace - wszystkie
- statyw kroplówki przyłóżkowy
- wysięgnik ręki z podwieszka
- panel sterujący
- odejmowana siatka
- wysuwana półka na pościel
- uchwyt kaczki uchwyt basenu i haczyki na worek urologiczny
- ramka do karty gorączkowej

Parametry

- szerokość całkowita 1080mm $\pm$ 10mm
- długość całkowita 2160mm $\pm$ 10mm
- wymiary leża 1920mm x 900mm $\pm$ 10mm
- regulacja wysokości 420 - 820mm $\pm$ 5mm
- regulacja segmentu pleców w zakresie 0°, 70°
- regulacja segmentu uda w zakresie 0°, 40°
- kąt przechyłu Trendelenburga 0 - 23°



Eres Medical Sp. z o.o.
Pląszowice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
E-mail: info@eresmedical.com.pl
Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY

- kąt przechyłu anty-Trendelenburga 0 – 20°
- zasilanie ~ 220 – 230 V, 50Hz
- klasa ochrony II typ B