



Łóżko szpitalne elektryczne Taurus Med

Opis produktu

Łóżko szpitalne TAURUS-MED posiada elektryczną regulację oparcia pleców, uda i podudzia. Dzięki siłownikom możemy również regulować wysokość łóżka w zakresie 400 mm – 800 mm i uzyskać pozycję Trendelenburga i anty-Trendelenburga. Łóżko TAURUS-Med charakteryzuje się prostą i wytrzymałą konstrukcją nadającą się do pełnej dezynfekcji.

Podstawowe cechy:

- 4-sekcyjne leże z metalowych lub drewnianych lameli
- 3-częściowe, metalowe poręcze składane wzdłuż leża
- Sterowane elektryczne pilotem z mechaniczną blokadą
- regulacja wysokości, kąta oparcia pleców, uda i podudzia, pozycja Trendelenburga, anty-Trendelenburga, funkcja autokontur
- Możliwość zamontowania sprzętu dodatkowego – wysięgnika oraz statywu na kroplówkę
- Szeroki wybór kolorystyki
- 4 odbojniki zapobiegające uszkodzeniom w trakcie przemieszczania
- Max. Obciążenie robocze: 215kg

Podstawowe wymiary:

szerokość x długość całkowita	101 x 218cm
szerokość x długość leża	90 x 200cm
pasujący materac	90 x 200cm
	80 x 200cm