

Lustro korekcyjne



Opis produktu

L-01 - lustro pojedyncze 70×160 cm

L-02 - lustro 70×160 cm z dwoma skrzydłami bocznymi 35×160 cm

L-03 - lustro 70×160 cm z dwoma skrzydłami bocznymi 70×160 cm

Lustro korekcyjne potrójne L-02 i L-03 posiada możliwość odchylenia (regulacji kąta) 2 elementów skrajnych. Rozwiązanie takie pozwala na ocenę postawy osoby ćwiczącej widzianej pod różnym kątem.