



Łyżki światłowodowe HEINE Classic+ Macintosh

Opis produktu

- **Wiązka światłowodowa HEINE HiLite** o średnicy 4,3mm i 6 500 pojedynczych mikrowiązek daje polepszenie przepływu światła i dłuższą żywotność.
- Oba końce **szerokiej wiązki włókien** są chronione - przez cały czas użytkowania
- **Zintegrowany światłowód z najlepszym, możliwym oświetleniem**
- **Oświetlenie diodowe LED HQ lub żarówkowe XHL do wyboru** : 3x lub 40% większa jasność niż przy konwencjonalnej żarówce halogenowej
- W łyżkach Classic+ nie ma **żadnych łączących śrubek** możliwych do zgubienia, żadnych bocznych dróg utraty światła i żadnych otworów oraz szczelin, gdzie mógłby się gromadzić brud - co jest istotne dla zapobiegania zakażeniom wewnątrzszpitalnym.
- **Gładki kształt pozwala uniknąć ostrych krawędzi i wgłębień**, łyżki są proste do czyszczenia i sterylizacji.
- Te łyżki nigdy **nie potrzebują konserwacji**.
- **Zasilanie z rękojeści bateryjnych 2,5V** lub dla zapewnienia mocniejszego światła, **z rękojeści z baterią akumulatorową 3,5V**.
- **Kompatybilne ze wszystkimi rękojeściami** w standardzie ISO 7376 (zielony standard zamka)
- **Gwarancja 5-letnia** na wszystkie łyżki w technologii **HEINE HiLite**. 4000 standardowych cykli w autoklawie 134°C/4min. z więcej niż 1000lux.

Wymiary:

- rozmiar 0: długość całkowita 82 mm, szerokość końca dystalnego 9 mm (F-000.22.100)
- rozmiar 1: długość całkowita 93 mm, szerokość końca dystalnego 11 mm (F-000.22.101)
- rozmiar 2: długość całkowita 115 mm, szerokość końca dystalnego 13 mm (F-000.22.102)
- rozmiar 3: długość całkowita 135 mm, szerokość końca dystalnego 15 mm (F-000.22.103)
- rozmiar 3m (bardziej wygięta): długość całkowita 135 mm, szerokość końca dystalnego 15 mm (F-000.22.143)
- rozmiar 4: długość całkowita 155 mm, szerokość końca dystalnego 15 mm (F-000.22.104)
- rozmiar 5: długość całkowita 176 mm, szerokość końca dystalnego 15 mm (F-000.22.105)