

Maty gimnastyczne



Opis produktu

Profesjonalne **maty gimnastyczne** Thera Band® są lekkie, łatwe do utrzymania w czystości i antystatyczne. Utrzymują temperaturę ćwiczącego. Zwarta, antypoślizgowa struktura powierzchni - nie wchłania wilgoci i potu. Łatwe w konserwacji. Lekkie, wyposażone w dwa otwory umożliwiające ich zawieszenie na ścianie. Posiadają wysoką elastyczność i zdolność amortyzowania upadków. Produkowane są z PE bez zawartości PVC w trzech kolorach: czerwony, zielony, niebieski. Dostępne w różnych szerokościach (60 lub 100 cm) i grubościach (1,5 lub 2,5 cm). Stosowane w sporcie, fitness i terapii.