



Medyczny kompresor powietrza DK50 DS SMART

Opis produktu

Medyczny kompresor **DK50 DS - SMART** jest źródłem czystego, suchego sprężonego powietrza bez śladów olejów dla medycznych wentylatorów. Może być stosowany w formie głównego źródła powietrza lub jako automatyczne zasilanie awaryjne w przypadku awarii centralnego źródła w sprzęcie medycznym.

Do kompresora można zamówić dodatkowo ruchomy wózek. Ruchomy wózek gwarantuje łatwą obsługę. Wózek z niestandardową płytą montażową pozwala na montaż wentylatorów i wspornika dla nawilżaczy Fisher & Paykel.

ALARMY

- awaria chłodzenia
- niskie ciśnienie
- utrata mocy

WSKAZANIA

- ciśnienie wylotowe
- godziny pracy
- stopień suszenia

Parametry techniczne:

Napięcie znamionowe, częstotliwość	230V, 50Hz	230V, 60Hz	100V, 50/60Hz	120V, 60Hz
Wydajność kompresora BASIC	40 l.min ⁻¹ / 3,5 bar			
Wydajność kompresora STANDARD	50 l.min ⁻¹ / 3,5 bar			
Wydajność kompresora ADVANCED	60 l.min ⁻¹ / 3,5 bar			
Pojemność zbiornika	2 lit.			
Nowoczesne wykonanie	200 l.min ⁻¹ / 3 bar			
Filtracja powietrza do	5 µm			
Ciśnieniowy punkt rosy przy 40 L.min ⁻¹ , 20°C	5°C poniżej temperatury otoczenia			
Gniazda wyjściowe	DISS 1160-A (3/4"-16 UNF)			
Tryb pracy	stały - S1			
Głośność BASIC/STANDARD/ADVANCED	≤49 dB [A] / ≤50 dB [A] / ≤51 dB [A]			
Wymiary (sz x g x w)*	445 x 355 x 440 mm			
Wymiary z kołami (sz x g x w)*	470 x 380 x 520 mm			
Wymiary z wózkiem	535 x 575 x 1054 mm			



Eres Medical Sp. z o.o.
Pląszowice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
E-mail: info@eresmedical.com.pl
Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY

(sz x g x w)*

Masa* 34 kg

Masa z kółkami* 36 kg

Masa z wózkiem* 45 kg

*Dane o rozmiarach i wadze mają charakter informacyjny, zależą od konkretnego wyposażenia danego wyrobu.