



Mieszalnik Fango

Opis produktu

Mieszadła pracują w trzech trybach wybieranych przyciskiem: bez mieszania, mieszanie przerywane oraz mieszanie ciągłe. Mieszadło rozpoczyna pracę, gdy temperatura w mieszalniku osiąga ponad 65°C. Jeśli temperatura spada poniżej 65°C mieszadło automatycznie zatrzymuje się. Typowa temperatura przygotowania fango wynosi 80°C. Mieszalnik opróżnia się przy pomocy kranu. Mieszadła posiadają funkcję sterylizacji wsadu w temp. 135°C.

Typ RW: Mieszanie, podgrzewanie, sterylizacja masy parafango

Parametry techniczne:	RW44E	RW64E	
pojemność	40 l	60 l	
wymiary (szer. x głęb. x wys.)	540 x 540 x 590 mm	620 x 620 x 655 mm	
silnik	180 W	180 W	
grzanie	1000 W	1500 W	
zasilanie	230V/50Hz	400V/50Hz	

Typ NFR: Mieszanie i podgrzewanie naturalnej masy

Parametry techniczne:	NFR64E	NFR84E	
pojemność	50kg	80kg	
wymiary (szer. x głęb. x wys.)	620 X 620 X 665 mm	680 x 680 x 685 mm	
silnik	180 W	370 W	
grzanie	2000 W	2000 W	
zasilanie	400V/50Hz	400V/50Hz	